

# MAPLe®

## DE BEKKENBODEM IN HIGH DEFINITION

De juiste diagnose & doelgerichte behandeling



Met de MAPLe® begrijpt u de bekkenbodem

Novuqare®



BRENG UW  
PRAKTIJK NAAR  
EEN HOGER  
NIVEAU

## BEKKENFYSIOTHERAPIE IN HIGH DEFINITION

Een doelgerichte en effectieve behandeling van bekkenbodempdisfuncties start met een nauwkeurige diagnose.

Met de High Definition technologie van de MAPLe ziet u in één oogopslag de EMG-activiteit van individuele bekkenbodemspieren van de patiënt. Hierdoor kunt u gericht behandelen en is uw patiënt zich eerder en beter bewust bij welke spieren het probleem zit.

De MAPLe is het eerste systeem dat de spieractiviteit van individuele spieren aan verschillende zijdes en dieptes in de bekkenbodem heel nauwkeurig in kaart brengt waardoor u zeer precies de diagnose kunt stellen.

Is er misschien een links/rechts-verschil? Een verhoogde spierspanning diep in de bekkenbodem? De MAPLe laat het allemaal zien!

Met de introductie van High Definition bekkenfysiotherapie ontstaan nieuwe

inzichten en nieuwe diagnose- en behandelingsmogelijkheden voor bekkenbodempdisfuncties.

**“ZO OPTIMAAL MOGELIJK WETEN  
WAAR HET PROBLEEM ZIT. DAT LEIDT  
TOT GERICHTE BEHANDELING EN  
GOEDE RESULTATEN. BETER KUN JE JE  
PATIËNT OP DIT MOMENT NIET GEVEN”**

Dr. Marijke Slieker, bekkenfysiotherapeut

Met de MAPLe zijn bekkenbodempklachten terug te brengen tot lichtere vormen of zelfs helemaal te verhelpen. De MAPLe maakt het verschil voor patiënten voor wie bekkenbodemp Problemen de kwaliteit van leven aantasten.

Door de unieke vormgeving van de probe met 24 elektrodes is de MAPLe geschikt voor rectaal én vaginaal gebruik.



## DOELGERICHT BEHANDELEN MET DE MAPLe

Door de nauwkeurige diagnose met de MAPLe kunt u een doelgericht behandelplan maken. De MAPLe geeft gerichte biofeedback van individuele spieren aan verschillende zijdes en dieptes in de bekkenbodem. Daarnaast kunt u ook lokaal elektrostimulatie geven. Hierdoor kunt u precies stimuleren op de plek waar het probleem zich bevindt. Dit helpt bij de behandeling én de bewustwording van de patiënt.

De MAPLe kan ingezet worden bij o.a. de volgende ziektebeelden:

- Stress-incontinentie
- Urge-incontinentie
- Fecale incontinentie
- Overactieve blaas
- Stuitpijn
- Prolapse
- Pijn in en rond het bekken


### VOORDELEN VAN DE MAPLe

- High Definition 24-punts metingen voor exacte diagnose én behandeling
- Zuivere metingen
- Alle disfuncties meten en stimuleren met één probe
- Eenvoudige bediening
- Grotere bewegingsvrijheid
- Wetenschappelijk bewezen en onderbouwd



- De MAPLe is gemakkelijk te bedienen met een iPad met de MAPLe app
- U stelt eenvoudig een diagnose en geeft uw patiënt gerichte biofeedback en elektrostimulatie
- Door de High Definition interface is het mogelijk in één oogopslag de activiteit van de gehele bekkenbodem te zien
- U kunt in de app de vorige bezoeken en metingen van de patiënt terugzien en de behandeling dus volgen en bijsturen
- Bovendien is het mogelijk om een vergelijking te maken met de spieractiviteit van een gezonde bekkenbodem

• Weergave van de activiteit van verschillende spieren van de bekkenbodem op verschillende dieptes en zijdes  
 • Hoogte van de activiteit weergegeven in kleur of grijswaarden  
 • Weergave van de gemiddelde activiteit voor het visualiseren van het werk/rust-oefenschema



• Patiëntgegevens meet- en stimulatiehistorie  
 • Meting voor rust, MVC en endurance  
 • Elektrostimulatie op verschillende dieptes en zijdes

## WERKEN MET DE MAPLe

### ÉÉN PROBE, ALLE DISFUNCTIONIES

Voor alle behandelingen is de MAPLe probe de juiste keuze. De probes zijn persoonsgebonden en gemakkelijk te reinigen. Het slanke design van de probe zorgt voor optimaal comfort voor de patiënt. Ondanks dit slanke design kan de MAPLe altijd een meting verrichten. Met de MAPLe kunt u goed functioneel meten in allerlei houdingen.



### MAKKELIJK HANTEERBAAR

De MAPLe is flexibel en mobiel inzetbaar. De compacte handheld is met een duurzame kabel verbonden aan de probe en communiceert draadloos met de iPad app. De MAPLe werkt onafhankelijk van een bestaand netwerk. Dit maakt het systeem betrouwbaar en veilig. De capaciteit van de accu stelt u in staat om een hele dag probleemloos te werken.



## MAPLe IN HET KORT

- High Definition 24-punts metingen voor exacte diagnose en behandeling
- Wetenschappelijk bewezen en onderbouwd
- Eenvoudige bediening voor diagnose, biofeedback en elektrostimulatie
- Doelgerichte, lokale elektrostimulatie
- Makkelijk hanteerbaar met bewegingsvrijheid



Novuqare®

Kievitsven 42  
5249 JJ Rosmalen  
Nederland  
+31 73 782 01 18  
sales@novuqare.com  
<http://novuqare.com/maple>