



LIPOFREEZE[®]

La génération ultime



LIPOFREEZE[®]

La génération ultime

La cryolipolyse et son refroidissement
360° va surprendre vos clients.

Près de 9 ans d'expertise et plus de 350 000 traitements nous ont permis de réaliser l'expérience ultime de la cryolipolyse. Plus de résultats en moins de temps, une sécurité inégalée, une sensation agréable, font de LIPOFREEZE 360° votre partenaire pour une spécialisation idéale.



360 °

100% de la zone traitée est atteinte par le choc de refroidissement

-11°C

refroidissement maximal

100%

de l'aspiration est contrôlée afin de protéger la peau

35%

de réduction des graisses en 1 séance



Comment ça fonctionne?

Les avantages pour vos clients

Technologie à température constante pour une meilleure élimination des graisses



Plan de traitement personnalisé



Pour tous les profils corporels, les nouvelles cryodes 360 s'adaptent à toutes les zones du corps



Grande satisfaction client



De meilleurs résultats immédiatement après le premier traitement



Mode de massage breveté pour un choc de refroidissement plus rapide favorisant encore plus la perte de graisse



Gamme variée de 7 sortes d'applicateurs pour toutes les demandes




Mode de préchauffage breveté pour un traitement en toute sécurité



LIPOFREEZE 360° utilise une technologie de refroidissement de pointe qui élimine de manière définitive des amas graisseux localisés sans douleur et de manière naturelle.

Durant la séance, la peau est chauffée afin d'assouplir le collagène puis refroidit. Cela déclenche le phénomène naturel de « cryo-apoptose » : Les cellules graisseuses sont alors cristallisées et meurent.

Les résidus graisseux sont ensuite éliminés naturellement par le système lymphatique pendant 4 à 6 semaines suivant le traitement.



Vos clients peuvent lutter contre la graisse tenace même après avoir fait du sport et suivi un régime.

LIPOFREEZE 360° aspire la peau et la couche graisseuse sous-cutanée de manière sécuritaire.

Le choc thermique génère l'apoptose des cellules graisseuses

Les cellules graisseuses traitées sont naturellement éliminées par l'organisme en 4 à 6 semaines.

La graisse restante dans la zone ciblée devient plus maigre et moins dense.

Vos clients retrouvent leur silhouette sans douleur et de manière naturelle

8 CONCEPTIONS INNOVANTES POUR RÉDUIRE LA GRAISSE EN TOUTE SÉCURITÉ ET PLUS CONFORTABLEMENT

Applicateur multi-tailles 7 en 1

Conception ergonomique avec refroidissement à 360 degrés pour traiter chaque courbe du corps

Cryodes souples en silicone médical LSR

Les nouvelles cryodes 360 garantissent une sécurité, un confort et des résultats ultimes



Technologie de préchauffage innovante

Système de préchauffage intelligent, chauffant puis refroidissant pour un traitement sûr et confortable. Ce système innovant protège la peau, apaise le corps et améliore la circulation sanguine.



Mode de massage breveté

Durant l'aspiration, LIPOFREEZE 360° simule un massage manuel afin de mobiliser le tissu adipeux. L'énergie froide pénètre plus rapidement et augmente ainsi les résultats.

Technologie innovante de température constante

Un contrôle de haute précision ainsi qu'une surveillance intelligente des variations de la température permettent de garantir un traitement sûr et des résultats améliorés.

Système d'aspiration amélioré


L'amélioration du système d'aspiration diminue de 20 % la force d'aspiration nécessaire pour soulever l'amas graisseux. Cela donne un confort incroyable aux clients et réduit à néant les risques.

Auto-nettoyage

LIPOFREEZE 360° est équipé d'une fonction d'auto-nettoyage intelligente et automatique après le traitement pour vous faire gagner du temps.

4 applicateurs en simultanés ou individuellement

Chacune des quatre poignées ont un moteur indépendant et peuvent ainsi fonctionner seule ou en simultanée avec un ou plusieurs applicateurs à des réglages différents, tout en gardant une puissance maximale et constante.



Changement de l'applicateur facile et rapide

Avec un simple mécanisme de pression et de relâchement, le LIPOFREEZE 360° permet un maximum de confort et rend le changement des applicateurs de refroidissement aussi simple que possible. Il n'est pas nécessaire de détacher les câbles ou d'éteindre le système même pendant les traitements.



- | | | | | | | |
|---|---|---|--|---|--|---|
|  |  |  |  |  |  |  |
| Wing Mini
Double menton, aisselle, genoux | Flat Mini
Double menton, aisselle, genoux | Flat
Abdomen, bras, intérieur des cuisses | Arc-T
Cuisses extérieures, Cuisses intérieures | Wing
Abdomen, flancs, poignées d'amour | Wing Plus
Abdomen, ligne de soutien-gorge, flancs, poignées d'amour, sous les fesses | Wing Max
Abdomen, flancs, poignées d'amour |




Traitez 4 zones simultanément en seulement 40 minutes.

Le LIPOFREEZE 360° est équipé d'une gamme extensible d'applicateurs qui facilite plus que jamais l'obtention de résultats significatifs sur les zones les plus difficiles.

Technologie perfectionnées pour des résultats améliorés !

Le refroidissement amélioré à 360° du LIPOFREEZE 360° fournit une énergie dans tout l'applicateur et permet d'atteindre plus rapidement la température de traitement souhaitée, augmentant ainsi l'efficacité jusqu'à 25 %.

360° Surround Cooling Technology



ISO NORM 13485





LIPOFREEZE®

La génération ultime